

Analyse weegschaal PCE-MA 100

Meetbereik 110 g / afleesbaarheid van 1 mg / 0,001 g / verwarmingskamer voor vochtbepaling / RS-232-interface / intern geheugen voor 15 droog programma's / kalibratie functie

De analyse weegschaal PCE-MA 100 is ontworpen voor de weging van verschillende materialen en voor de bepaling van het vochtgehalte. De analyse weegschaal is voorzien van een verwarmingskamer die met halogene lampen tot 199 °C kan worden verwarmd. In deze kamer wordt het te wegen object gedroogd en met behulp van het verschil in gewicht wordt de vochtigheidsgraad bepaald. Dankzij een afleesbaarheid van 0,01g kunnen met de analyse weegschaal kleine verschillen in het gewicht bepaald worden. Andere kenmerken van de analyse weegschaal zijn het grote LCD display en het interne geheugen waarin tot 15 verschillende droogprogramma's kunnen worden opgeslagen. De analyse weegschaal PCE-MA 100 is geschikt voor bijvoorbeeld de kwaliteitscontrole van de graankorrels, pellets of diervoeders. Daarnaast kan de analyse weegschaal aangesloten worden op een PC via de RS-232-Interface. Kalibratie is met het meegeleverde kalibratiegewicht van 100 gram en de interne kalibratie functie op elk moment mogelijk. Mocht u vragen hebben over de analyse weegschaal PCE-MA 100, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze analyse weegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Weegbereik: 110 g
- Afleesbaarheid: 1 mg / 0,001 g / 0,01 %
- Verwarmingskamer voor vochtbepaling
- RS-232-interface
- Geheugen voor max. 15 droogprogramma's
- Instelbare opwarmtijd
- Eenvoudige bediening
- Kalibratie functie voor opnieuw kalibreren
- 100 g kalibratie gewicht meegeleverd
- Groot LCD-display met 9 folietoetsen

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische specificaties van de analyse weegschaal PCE-MA 100

Weegbereik	110 g
Afreesbaarheid	1 mg / 0,001 g / 0,01 %
Hitte element	Halogeen lamp
Temperatuur bereik	+40 ... +199 °C
Opwarmtijd	1 ... 99 Min. Instelbaar
Meetbereik vocht	0 ... 100 %
Afreesbaarheid	0,2 %
Geheugen	15 droogprogramma's
Interface	RS-232
Beeldscherm	LCD, 9 folietoetsen
Stroomvoorziening	220 V / 50 Hz
Afmetingen	200 x 180 x 380 mm



De verwarmingskamer van de analyse weegschaal kan worden opgewarmd tot 199 °C.

Omvang van de levering van de analyse weegschaal PCE-MA 100

1x Analyse weegschaal PCE-MA 100, 1x windscherm, 1x staalbekers, 1x AC adapter, 1x bekerhouder, 1x 100g kalibratiegewicht in kunststof box, 1x handleiding.

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl

