

Technische specificaties van de analyse weegschaal PCE-MA 200

Weegbereik	200 g
Afreesbaarheid	1 mg / 0,001 g / 0,01 %
Hitte element	Halogeen lamp
Temperatuur bereik	+40 ... +199 °C
Opwarmtijd	1 ... 99 Min. Instelbaar
Meetbereik vocht	0 ... 100 %
Afreesbaarheid	0,2 %
Geheugen	15 droogprogramma's
Interface	RS-232
Beeldscherm	LCD, 9 folietoetsen
Stroomvoorziening	220 V / 50 Hz
Afmetingen	200 x 180 x 380 mm



De verwarmingskamer van de analyse weegschaal kan worden opgewarmd tot 199 °C.

Omvang van de levering van de analyse weegschaal PCE-MA 200

1x Analyse weegschaal PCE-MA 200, 1x windscherm, 1x staalbekers, 1x AC adapter, 1x bekerhouder, 1x 100g kalibratiegewicht in kunststof box, 1x handleiding.

