



## Technische specificaties van de analyse weegschaal PCE-MA 202

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Weegbereik         | 200 g                    |
| Afreesbaarheid     | 10 mg / 0,01 g / 0,1 %   |
| Hitte element      | Halogeen lamp            |
| Temperatuur bereik | +40 ... +199 °C          |
| Opwarmtijd         | 1 ... 99 Min. Instelbaar |
| Meetbereik vocht   | 0 ... 100 %              |
| Afreesbaarheid     | 0,2 %                    |
| Geheugen           | 15 droogprogramma's      |
| Interface          | RS-232                   |
| Beeldscherm        | LCD, 9 folietoetsen      |
| Stroomvoorziening  | 220 V / 50 Hz            |
| Afmetingen         | 200 x 180 x 380 mm       |



De verwarmingskamer van de analyse weegschaal kan worden opgewarmd tot 199 °C.

### Omvang van de levering van de analyse weegschaal PCE-MA 202

1x Analyse weegschaal PCE-MA 202, 1x windscherm, 1x staalbekers, 1x AC adapter, 1x bekerhouder, 1x 100g kalibratiegewicht in kunststof box, 1x handleiding.

