

Goedkope analyseweegschaal PCE-ABZ 200C

Analyseweegschaal laboratoriumklasse met hoge resolutie (0,0001 g),
externe kalibratie, Standard-Display, RS-232 interface en optionele software

De analyseweegschaal PCE-ABZ is een laboratoriumweegschaal voor het bepalen van gewicht in g en mg. Door het meegeleverde glazen windscherm worden invloeden van buitenaf, zoals ademlucht, gereduceerd tot een minimum. Door de robuuste behuizing van metaal is de analyseweegschaal zeer stabiel. Via de optionele software en interface-kabel kunnen de data gelijk vanuit de analyseweegschaal naar een computer of laptop overgedragen worden. Daarmee vermijdt u lastige schrijftarbeid voor uw personeel en daarmee gepaard gaande schrijf- en afleesfouten. Een overzicht van alle analyseweegschalen vindt u, als u de volgende link volgt: [Analyseweegschalen](#). Mocht u vragen hebben over de PCE-ABZ 200C, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03** Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze waterdichte analyseweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Analyseweegschaal incl. glazen windscherm en twee schuifdeurtjes aan de zijkant.
- Hoeveelheden met de PCE-ABZ: referentienummers zijn vrij te kiezen, overgang weergave van stuk naar gewicht
- Capaciteitsaanduiding (op de rechter display-Rand / geeft daarnaast nog het beschikbare weegbereik weer)
- Tarrabereik 100 % van het weegbereik
- Behuizing van gegoten aluminium, robuust en stabiel
- Waterpas voor exacte uitlijning van de



- RS-232 interface voor verbinding met PC en voor evaluatie.
- ISO-kalibratie certificaat beschikbaar

- analyseweegschaal
- Interne Anti-Shock-Functie
- Netadapter voor 240 V standaard



Technische specificaties

Model	Weeg- Analyse- weegschaal	Weeg- bereik Max.	Afrees- baarheid	Ijk- waarde	Mind.- belasting Min.	Reprodu- ceerbaar- heid	Linea- riteit	Weeg- plaat
		[g]	[mg]	[mg]	[mg]	[g]	[mg]	[mm]
PCE-ABZ 200 C		200	0,1	---	---	0,00015	±0,2	Ø 90

Hoeveelheden met referenties

Vrij te kiezen, aanbevolen wordt:
10, 20, 50 of 100 stuks

Tarrabereik

-200 g

Responstijd

<5 s

Weergave

18 mm DOT-Matrix LCD-Display

Netadapter

230 V / 50 Hz

Scherf

IP 54

Afmeting behuizing

235 x 345 x 350 mm (BxTxH)

Afmeting weegruimte

175 x 140 x 230 mm (BxTxH)

Omgevingstemperatuur

+18 ... +30 °C

Gewicht

ca. 6,5 kg

Omvang van de levering

1 x Analyseweegschaal PCE-ABZ 200C, 1 x netaansluiting (Adapter), 1 x Glazen windscherm en handleiding