

Circulaire – monstersnijder MPC-3

Circulaire – monstersnijder voor 100cm² monsters, robuust en compact, vier messen, tot 5mm.

De Circulaire – monstersnijder heeft een compact formaat en robuuste stalen behuizing. Met behulp van vier interne messen snijdt de Circulaire – monstersnijder binnen enkele seconden een 100cm² monster (stof, papier, leer, textiel, kurk etc.). Een viermaal voldoende rotatie is genoeg om het monster te verkrijgen en zo kunt u vervolgens uw oppervlaktegewicht meten. Mocht u vragen hebben over de Circulaire – monstersnijder MPC-3, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03** Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze weegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en [regeltechniek](#).



- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| - Robuust en compact | - 100 cm ² monstergrootte |
| - Vier ingebouwde messen | - Met mechanische barrière |
| - Tot 5mm materiaalsterkte | - Voor vele materialen |





Circulaire – monstersnijder: voorbereiding van het monster



Circulaire – monstersnijder: voorbereiding van het monster



Circulaire – monstersnijder: meting van het monster



Circulaire – monstersnijder: meting van het monster

Technische specificaties van de Circulaire – monstersnijder MPC-3

Monsterdikte	max. 5 mm
Monster	100 cm ² / Ø ca. 113 mm
Behuizing	Gegoten staal
Messen	Roestvrij staal
Afmetingen	165 x 115 mm
Gewicht	1,7 kg

Omvang van de levering van de Circulaire – monstersnijder MPC-3

1 x Circulaire – monstersnijder, 4 x roestvrijstalen messen, 1 x rubberen basis

