

## Laboratorium roerder HI 180x-2

Laboratorium roerder voor gebruik in laboratoria / tot 1000 rpm / Kleine bouwvorm / Tot 1000 ml monstervolume / Verschillende kleuren verkiesbaar

De Laboratorium roerder is geschikt om vloeistoffen, die uit diverse componenten bestaan, met verschillende draaisnelheden zo goed mogelijk te vermengen. Het vermengen kan zonder problemen plaats vinden in geopende, alsmede in gesloten verpakkingen, zonder smeermulsies toe te hoeven voegen. De simpele geometrie van de roeders vereenvoudigt eveneens de reiniging en zuivering na het gebruik. Om de kleine magneten weer uit de houders te krijgen, gebruikt men een lange magneetstaaf met plastic omhulsel. Mocht u vragen hebben over de laboratorium roerder HI 180x-2, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze laboratorium roerder en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- 230 V Netaansluiting
- Reguleerbare draaisnelheid
- Eenvoudige handhaving
- 1 l Monstervolume
- ABS behuizing
- Handige bouwvorm

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Instituteweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T:** +31 (0)900 1200 003    **E:** info@pcebenelux.nl    **I:** www.pce-inst-benelux.nl





## Technische specificaties van de laboratorium roerder HI 180x-2

maximale Roercapaciteit	1 l
Omwentelingen	Traploos instelbaar, 100 ... 1000 U/min
Stroomvoorziening	230 V, 50 Hz
Installatiecategorie	II
Kleur met codeletter	Helder geel A, helder groen B, helder blauw C, geel D, groen E, donkerblauw F, rood G, grijs H en ivoor I
Behuizing	ABS kunststof
Omgevingsvoorwaarden	0 ... +50 °C, max. 95 % r.v.
Afmetingen	Apparaat: Ø137 mm x 51 mm Roerder: 25 mm x Ø7 mm
Gewicht	640 g

## Inhoud van de levering van de laboratorium roerder HI 180x-2

1 x Magneetroerder HI 180x-2 (afhankelijk van het model), 1 x Roerder, 1 x Handleiding

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl

