

Ultrasonische reiniger SONOREX DIGITEC DT 100

Ultrasonische reiniger SONOREX DIGITEC, automatische frequentie controle, roestvrij staal,
Toepassingen: laboratoria, tandheelkundige praktijken en werkplaatsen

De SONOREX DIGITEC compacte ultrasonische reiniger is gemaakt met een PZT-vibratiesysteem, dat zorgt voor een hoog rendement. Daarbij wordt voor alle maten van de ultrasonische reiniger volledig bedienings- en gebruikscomfort nagestreefd. Daarnaast is het apparaat voorzien van bediening met duidelijke symbolen en leesbare nummers door de heldere LED verlichting. De verwarming is voorzien van een thermostaat en een LED-display voor temperatuur en verwarmingsperiode, evenals een waarschuwings-LED voor oververhitting. De duur kan worden ingesteld met een timer met een vooraf ingestelde tijd in minuten of continue werking. Daarnaast heeft het instrument ook een automatische uitschakelfunctie, 12 uur na het indrukken van de laatste toets. Een vullijn zorgt voor een veilige dosering. Alle SONOREX Digitec ultrasonische reinigers worden geleverd met een CE-markering als medisch hulpmiddel en kunnen worden gebruikt in laboratoria, in tandartspraktijken of werkplaatsen. Mocht u vragen hebben over de ultrasonische reiniger, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze ultrasonische reiniger en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Oscillerende tank SONOREX Digitec DT 100

Binnen afmetingen	240 x 140 x 100 mm (L x B x D)
Inhoud	3,0 liter
Vulvolume	2,0 liter

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Voorzieningen van SONOREX DIGITEC DT 100

Oscillerende tank	Roestvrij staal 1.4301
Spatwaterbestendige behuizing	Roestvrij staal 1.4301
Beschermingsgraad	IP 33
Timer	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min / continu

Specificaties voor SONOREX Digitec DT 100

Vibratiesysteem	1 PZT groot gebied-trilsysteem
RF-generator	Overbelasting, constante spanning
Bedrijfsmodus	Dubbele halve golf
Werkende frequentie	35kHz automatische frequentieregeling
Ultrasoon piekvermogen	320W
RF-vermogen	80 W
Stroomverbruik	230V - 0.4A
Netaansluiting	230V
Netsnoer	Aan apparaat, 2m lang
Buitenmaat	260 x 160 x 250 mm (L x B x H)
Gewicht	3,4 kg netto, 4.4 kg bruto

Leveringsomvang

1 x ultrasone reiniger SONOREX Digitex DT 100, 1 x gebruiksaanwijzing

Mand en deksel apart bestellen

