

## Ultrasonische reiniger Sonorex Super RK 106

Ultrasonische reiniger SONOREX SUPER, automatische frequentie controle, roestvrij staal,  
Toepassing: medisch, laboratorium, werkplaats en zeeffreiniging

De robuuste, compacte en gemakkelijk te bedienen Sonorex Super ultrasonische reiniger heeft een PZT grootgebied-transducer. Daarbij werkt de ultrasonische reiniger met een ultrasonische frequentie van 35kHz via een timer voor 1-15 minuten of met een continue werking. De apparaten van het H-type hebben een ingebouwde verwarming, die wordt van 30-80 ° C thermostaat geregeld. Vanwege het constante gebruik van de vloeistoffen is het reservoir van roestvrij staal gemaakt. Ook de behuizing is gemaakt van robuust roestvrij staal, hierdoor is het zeer gemakkelijk te onderhouden en spatwaterdicht. Alle Sonorex Super ultrasonische reiniger zijn voorzien van een CE-markering en worden gebruikt in laboratoria, medische werkplaatsen en reinigingsplaatsen. Mocht u vragen hebben over de ultrasonische reiniger, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze ultrasonische reiniger en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



### Oscillerende tank SONOREX SUPER RK 106

Interne afmetingen	Ø 240 mm, 130 mm hoog
Inhoud	5,6 liter
Vulvolume	4.0 liter

### Uitrusting van de SONOREX SUPER RK 106

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V.    Instituteweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl





Oscillerende tank	Roestvrij staal 1.4301
Behuizing	Roestvrij staal 1.4301 spatwaterdicht
Beschermingsgraad	IP 32
Timer	1 - 15 min / continu
Afloop	Aftapkogelkraan, rechterzijde

### Specificaties voor SONOREX SUPER RK 106

Oscillerende systemen	4 PZT brede straal oscillerend systeem
RF-generator	Overbelasting beveiligd, constant
Bedrijfsmodus	Dubbel halve golf
Gebruiksfrequentie	35kHz automatische frequentie
Ultrasoon piekvermogen	480W
RF-vermogen	120 W
Stroomverbruik	230V - 0,6 A
Netaansluiting	230V
Netsnoer	Vast aan het apparaat, 2m lang
Buitenmaat	Ø 265 mm, 270 mm hoog (zonder kogelkraan)
Gewicht	4,6 kg netto, 5,2 kg bruto

**Deksel en mand apart verkrijgbaar**

