

USB - Microscop PCE-MM 400

USB - Microscop voor de weergave op een computer / 1600 x 1200 Pixel resolutie
microscop met 400-voudige vergroting/ meetfunctie op de microscop

Met de USB - Microscop PCE-MM 400 kunt u objecten 400-voudig vergroot weergeven op een computer. De microscop verlicht uw onderzoekobject optimaal met behulp van 8 decentrale LED's. Deze zorgen voor de uitermate scherpe weergave van de USB - Microscop, bijvoorbeeld voor het onderzoeken van planten, voorwerpen of kleine organismen. Ook bewegingen en veranderingen, die met het blote oog niet waarneembaar zijn, worden geregistreerd met de USB - Microscop, dankzij beeld- en videoregistratie. De USB - Microscop PCE-MM 400 is ideaal voor de microscopie in het onderwijs, de wetenschap, in de beroepsmatige sector en voor de hobbyist. (Bijvoorbeeld voor: munten, postzegels, oppervlakte-inspectie of als leeshulp.) De microscop beschikt over een USB-aansluiting, voor de aansluiting aan bijvoorbeeld een laptop. De weergave op een computerscherm is zeer scherp en ideaal brildragers en demonstratiedoeleinden in grote groepen, bijvoorbeeld in het onderwijs. Mocht u vragen hebben over de USB microscop PCE-MM 200 dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03** Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze USB-microscop en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



[Klik hier voor de prijs!](#)



- 20 ... 400-Voudige vergroting
- Zeer heldere LED verlichting
- 1600 x 1200 Pixel
- Microscop met foto- en videofunctie
- Incl. software en statief
- USB 2.0 Voeding

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl



Technische specificaties

Resolutie (foto- en video)	1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 352 x 288 320 x 240, 160 x 120
Focusbereik	10 ... 500 mm
Foto herhalingsfrequentie	30 Hz / FPS
Vergroting	20 ... 400-voudig
Videoformaat	AVI
Fotoformaat	BMP, JPEG
Verlichting	8 x LED
PC Interface	USB 2.0
Voeding	5 V DC via USB
Afmetingen	110 x 33 mm
Gewicht	90 g
Systeemvereisten	Windows 2000 en hoger, MAC OS 10.5 en hoger (geen functie van de fototoets)
Softwarefunctie	Foto's en video's nemen en opslaan, nameten van foto's





Omvang van de levering van de USB - Microscoop PCE-MM 400

1 x USB - Microscoop PCE-MM 400, 1 x Microscoop tafelvoet, 1 x Software, 1 x Handleiding